


C'est quoi ?

Le **disjoncteur** est un appareil fixe qui est scellé par des bagues sur les molaires supérieures.

Il a pour but d'agir sur la croissance et d'élargir le palais.

Pour cela il devra être régulièrement élargi grâce à une clef fournie, selon nos recommandations.



Entretien !

- Brosser ses dents **2 fois par jour** avec une brosse à dents et du dentifrice.
- Insister au niveau des bagues scellées sur les molaires.
- S'aider de la brosse à dents pour nettoyer sous le verin et les bras de l'appareil.
- Les premiers jours, utiliser du révélateur de plaque dentaire pour contrôler le brossage.

gsk
dentel

Gwenaëlle SEBILLE KERNAUDOUR

Docteur en Chirurgie Dentaire
Spécialiste qualifiée en Orthodontie exclusive

1 rue Hélène Boucher - 22300 LANNION

02 96 14 08 84

contact@dentel.bzh

www.dentel.bzh

@lunestudio.fr

Disjoncteur

Attention à la casse !

L'appareil est scellé sur les dents, il va falloir mettre tout en œuvre pour éviter de décoller.

● Arrêter les mauvaises habitudes

Mordiller des stylos, croquer violemment, se ronger les ongles.

● Adapter son alimentation

Les aliments durs et collants sont à éviter ! (caramels, croûtes de pain, chewing-gum, pommes etc...)

Si malgré tout l'appareil venait à se décoller, appeler le cabinet au plus vite pour que nous puissions le remettre en place.

Bon à savoir !


Au bout de quelques jours les incisives du haut vont s'écarter, c'est normal, cela veut dire que la mâchoire s'élargit.

L'activation

L'activation va se faire grâce à la clef comme indiqué sur les images suivantes.

Attention à **bien positionner la clef** jusqu'à la butée pour faire l'activation **jusqu'au bout**.

Pour vérifier que c'est le cas, il faut visualiser le prochain trou en entier. Si ce n'est pas le cas il suffit de retourner dans le trou précédent et de finir l'activation.



Vos activations

☞ Activation matin

☞ Activation soir

À partir du :

Jusqu'au :

Vidéo pour vous aider à utiliser un disjoncteur



● Ça peut être douloureux

Après la pose de l'appareil, les molaires ou les incisives peuvent être sensibles. Si cela est vraiment douloureux, il est possible de prendre un comprimé de Paracétamol (ordonnance fournie).

● Ça peut être difficile

Le disjoncteur peut provoquer une gêne pour parler, déglutir ou mastiquer. C'est normal, l'appareil est encombrant et il faut s'y habituer.